

APTUS® APTO-FLEX syrop 500 ml - Stawy & aparat ruchu

Karma uzupełniająca dla psów i kotów o działaniu chondroprotetycznym.

Skład w 100 ml syropu:

Hydrolizowany kolagen 14 000 mg
MSM (metylosulfonylometan) 1 000 mg
Siarczan glukozaminy 800 mg
Siarczan chondroityny 400 mg
Kwas hialuronowy 140 mg
Ekstrakt z żurawiny 100 mg

Dodatki:

Syrop glukozowo- fruktozowy 41,5 g
Kwas cytrynowy 1 g
Monolaurynian polioksyetylenosorbitolu E432 (polisorbat 80) 0,1 g
Kwas sorbowy E200 0,1 g

Właściwości:

Karma uzupełniająca o działaniu osłonowym na stawy w formie smacowego syropu, zawierająca połączenie substancji o właściwościach chondroprotektoryjnych, przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

- **Kwas hialuronowy** główny składnik mazi stawowej, zapobiega ocieraniu powierzchni stawu zapewniając jego ruchliwość i chroniąc przed bolesnym procesem erozji;
- **Kolagen** białko strukturalne o bogatym składzie aminokwasowym, źródło czynników budulcowych dla stawu;
- **MSM** naturalne źródło siarki organicznej niezbędnej do odbudowy stawów i ich komponentów, ma silne działanie przeciwutleniające;
- **Siarczan chondroityny** jeden z podstawowych składników chrząstki o działaniu przeciwzapalnym;
- **Siarczan glukozaminy** składnik więzadeł stawów, chroni przed rozwojem stanów zapalnych kości i stawów- osteoarthritis;
- **Ekstrakt z żurawiny** stanowi źródło witamin, składników mineralnych i przeciwutleniaczy: wit. A3, β -karoten, luteina, zeoksantyna, wit. B1, wit. B2, wit. B3, wit. B5, wit. B6, wit. B9 = kw. foliowy, wit. C, wit. E, wit. K, Ca, Fe, Mg, Mn, P, K, Na, Zn, antocyjany, flawonole, kwasy fenolowe i proantocyjanidyny.

Sposób stosowania:

Stosowanie Apto- Flex jest zalecane dla psów i kotów do odżywiania i regeneracji całego aparatu stawowego: mazi, chrząstek i więzadeł. Dietoprofilaktyka: u dużych i ciężkich zwierząt, w otyłości, u zwierząt starszych oraz u ras szybko rosnących- jako odżywienie,

regeneracja i ochrona aparatu stawowego, poprawa jego ruchliwości oraz prewencja zapalenia stawów (arthritis).

Po zabiegach ortopedycznych, w dysplazjach stawów, w osteoarthritis, podczas objawów bólowych pochodzenia stawowego- jako wsparcie leczenia. Wzmacnia stawy, zapobiega dalszemu rozwojowi arthritis i koi ból z nim związany.

Dawkowanie:

 5 ml na 20 kg dziennie;  2,5 - 5 ml na kota dziennie;

Długość stosowania zależna od zaleceń lekarza weterynarii oraz stopnia nasilenia zmian w stawach i ruchliwości zwierzęcia.

W ramach dietoprofilaktyki należy stosować Apto- Flex przez 3 miesiące z rzędu, zrobić 1 miesiąc przerwy, a następnie powtórzyć 3 miesięczną suplementację.

Podczas wsparcia leczenia należy stosować przez całe życie.

W celu wzmocnienia właściwości przeciwzapalnych stosować z [Eforion Forte](#).

Preparat stosować w dawkach podzielonych (2- 3 razy dziennie) i podawać bezpośrednio do pyska lub mieszać

z karmą. Wstrząsnąć przed użyciem. Osad jest wynikiem naturalnych właściwości użytych składników.

Trwałość:

2 lata od daty produkcji.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu suchym, niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu i temperaturze pokojowej.

Po otwarciu zużyć w ciągu 3 miesięcy. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Opakowanie:

Butelka 500 ml syropu.